

EMBALLAGETYPEN TIL KLINISK RISIKOAFFALD



Fig.nr. Betegnelse

- | | |
|---|---|
| 1 | Safebox UN-godkendt kanylebokse 0,5 ltr |
| 2 | Safebox UN-godkendt kanylebokse 1,5 ltr |
| 3 | Safebox UN-godkendt kanylebokse 2,2 ltr |

Fig.nr. Betegnelse

- | | |
|---|---|
| 4 | Safebox UN-godkendt kanylebokse 3,5 ltr |
| 5 | Safebox UN-godkendt kanylebokse 6 ltr |
| 6 | Safebox UN-godkendt kanylebokse 11 ltr |



Fig.nr. Betegnelse

- | | |
|---|--|
| 7 | Wiva Fass-4 UN-godkendt plastboks 30 ltr. m. låg/max 15 kg |
| 8 | Wiva Fass-4 UN-godkendt plastboks 50 ltr. m. låg/max 15 kg |
| 9 | Wiva Fass-4 UN-godkendt plastboks 60 ltr. m. låg/max 15 kg |

Fig.nr. Betegnelse

- | | |
|----|--|
| 10 | Låg - Griplåg til Wiva Fass-4 plastbokse |
| 11 | Låg - Klicklåg til Wiva Fass-4 plastbokse |
| 12 | Låg - Sterilidlåg til Wiva Fass-4 plastbokse |
| 13 | 18 ltr. plastboks m. låg |



Fig.nr. Betegnelse

- | | |
|----|--|
| 14 | Genanvendeligt låg til 50 og 112 ltr. papbokse |
| 15 | 50 ltr. UN-godkendt papboks - godkendt til 12,5 kg |
| 16 | 112 ltr. UN-godkendt papboks - godkendt til 15 kg |

Fig.nr. Betegnelse

- | | |
|----|---|
| 17 | Foringspose til 50 og 112 ltr. papbokse |
| 18 | 450 ltr. UN-godkendt papboks - godkendt til 70 kg |
| 19 | 700 ltr. overpack til UN-godkendt emballage |



Fig.nr. Betegnelse

- | | |
|----|--|
| 20 | Bordholder til Safebox fig. 1-4 |
| 21 | Holder m. sugekop til Safebox fig. 1-4 |
| 22 | Bakke m. holder Safebox fig. 1-4 |
| 23 | Bakke m. holder Safebox fig. 1-4 |

Fig.nr. Betegnelse

- | | |
|----|--------------------------------|
| 24 | Vægbeslag til Safebox fig. 1 |
| 25 | Vægbeslag til Safebox fig. 2-4 |
| 26 | Vægbeslag til Safebox fig. 5-6 |



Fig.nr. Betegnelse

- | | |
|----|--|
| 27 | Rørbeslag til Safebox fig. 1 |
| 28 | Rørbeslag til Safebox fig. 2-4 |
| 29 | Rørbeslag til Safebox fig. 5-6 |
| 30 | Stativ til Wiva Fass-4 60 ltr. m. låg fig. 9 |

Marius Pedersen
Telefon 70 13 40 40 • www.mariuspedersen.dk

